

Hand-held massager

Massageapparat / Massasjeapparat /
Massagegerät / Hierontalaite



ENG

SE

NO

DE

FI



Thank you for choosing to purchase a product from Rusta!



Read through the entire manual before installation and use!

Hand-held massager

Read the user manual carefully to make sure that the product is assembled, used and maintained correctly, as described in the instructions in this user manual. Keep the user manual for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Keep the massager away from excessively humid, dusty environment and water.
- Please do not use the product within one hour before or after meals or drinking.
- Please do not stress or stand on the massager to avoid damage.
- Please do not use it when drowsy or sleeping.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by children.
- Do not use on the areas where skin is swollen, bruised, or inflamed.
- If the supply cord is damaged, it should be replaced by supplier, retailer, it's service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.




WARNING!

If these instructions are not followed, an accident may lead to serious personal injury or property damage.


PRODUCT

MASSAGER



1. Power/Speed knob with indicator
2. Infrared button
3. Infrared light
4. Vibration massager
5. Power port


CHARGING DOCK




INSTRUCTIONS

POWER ON / OFF

Turn the Power / Speed knob clockwise / counterclockwise with a click sound to turn on / off the massager, the indicator will turn on / off accordingly. The default massage cycle is 15 minutes after which the massager will turn off automatically.




Power on




Power off

SPEED ADJUSTMENT

When the massager is turned on, turn the Power / Speed knob clockwise / counterclockwise to increase / decrease the messaging speed.





High speed



Low speed

INFRARED MESSAGE

When the massager is turned on, press the Infrared Button to turn on / off infrared heat, the infrared light will turn on / off accordingly. The infrared message function can also be turned off with the power.



CHARGING THE MASSAGER

1. Place the massager into the charging dock.
2. Plug the power cable into the power port.
3. Connect the adapter to a power source.
4. The power indicator lights up blue when charging is started.
5. The power indicator turns off automatically when fully charged after 3.5 hours.

NOTE:

- When the battery is low and the massager is turned on, the power indicator will flash.
- Do not turn on the massager when it's being charged in the dock.

NOTE


For first time users, please try the product for 10 to 15 minutes first, then extend message time if no discomfort occurs. We do not recommend using the product for over 30 minutes per session.

UNSUITABLE USERS

The following users must consult their doctor before use:

1. Under medical treatment or when not feeling well
2. Suffering from hypertension, heart diseases, brain diseases or thrombosis
3. During pregnancy or menstruation
4. Suffering from osteoporosis
5. Suffering from acute diseases
6. Having a pacemaker or other implanted devices

MASSAGE AREAS



TECHNICAL DATA

Input	100–240V, 50/60Hz
Output	9VDC, 1.0A, 9W
Message cycle	15 minutes
Operating time (at the highest setting)	50 minutes
Charging time	Approx. 3.5 hours

RIGHT OF COMPLAINT

By law the product must be returned to the place of purchase along with the original receipt in the event of a complaint. The user is liable for any damage to the product that is caused by not using the product for its intended purpose or by not following this user manual correctly. The right of complaint will not apply in these instances.



INFORMATION ABOUT HAZARDOUS WASTE

Used products should be handled separately from household waste. They should be taken for recycling in accordance with local rules for waste management.



Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta!



Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Massageapparat

Läs bruksanvisningen noggrant och se till att produkten installeras, används och underhålls på rätt sätt enligt instruktionerna. Spara bruksanvisningen för senare bruk.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder eller personer utan erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har fått instruktioner så att de kan använda apparaten på ett säkert sätt och förstår vilka risker användningen medför. Låt inte barn leka med apparaten. Låt inte barn under 8 år rengöra eller utföra underhåll på apparaten utan en vuxens överinseende. Förvara apparaten och kabeln utom räckhåll för barn under 8 år.
- Håll massageapparaten på avstånd från fuktiga, dammiga miljöer och vatten.
- Använd inte produkten inom en timme före eller efter måltid eller dryck.
- Belasta inte och stå inte på massageapparaten för att undvika skador.
- Använd den inte när du är dåsig eller när du sover.
- Håll uppsikt om apparaten används av barn.
- Använd inte apparaten på områden där huden är svullen, skadad eller inflammerad.
- Om strömkabeln skadas ska den bytas av leverantör, återförsäljare, återförsäljarens servicerepresentant eller annan behörig person för att undvika fara.




VARNING!

Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig person- eller egendomsskada.


PRODUKT

MASSAGE- APPARAT



1. Ström-/hastighetsvred med indikator
2. Knapp för infraröd värme
3. Infrarött ljus
4. Vibrationsfunktion
5. Strömingång


LADDNINGS- DOCKA




ANVISNINGAR

STRÖMBRYTARE PÅ/AV

Vrid ström-/hastighetsvredet medurs/moturs tills det hörs ett klickljud för att slå på/av massageapparaten. Indikatorlampan tänds respektive släcks. Standardtiden för massage är 15 minuter. Därefter stängs massageapparaten av automatiskt.




Ström på




Ström av

HASTIGHETSJUSTERING

När massageapparaten är påslagen vrider du ström-/hastighetsvredet medurs/moturs för att öka/minska hastigheten.





Hög hastighet



Låg hastighet

MASSAGE MED INFRARÖD VÄRME

När massageapparaten är påslagen trycker du på knappen för infraröd värme för att slå på/av det infraröda ljuset. Lampan tänds respektive släcks. Massagefunktionen med infraröd värme kan också stängas av med strömknappen.



LADDA MASSAGEAPPARATEN

1. Placera massageapparaten i laddningsdockan.
2. Anslut kabeln till strömuttaget.
3. Anslut adaptern till en strömkälla.
4. Strömindikatorn lyser blått när laddning pågår.
5. Strömindikatorn släcks automatiskt när apparaten är fulladdad efter 3,5 timmar.

OBS:

- Om batteriet är svagt när massageapparaten slås på blinkar strömindikatorn.
- Slå inte på massageapparaten när den laddas i dockan.

OBS


Den som använder apparaten för första gången bör prova i 10 till 15 minuter först. Om inget obehag uppstår kan massagetiden förlängas. Vi rekommenderar inte att produkten används längre än 30 minuter åt gången.

OLÄMPLIGA ANVÄNDARE

Följande användare ska rådgöra med läkare före användning:

1. Personer som genomgår medicinsk behandling eller inte mår bra
2. Personer med högt blodtryck, hjärtsjukdomar, hjärnsjukdomar eller blodproppar
3. Gravida eller menstruerande kvinnor
4. Personer med benskörhet
5. Personer med akuta sjukdomar
6. Personer med pacemaker eller andra implanterade enheter

MASSAGEOMRÅDEN



TEKNISKA DATA

Input	100–240V, 50/60Hz
Output	9V DC, 1,0A, 9W
Massagecykel	15 minuter
Drifftid (vid den högsta inställningen)	50 minuter
Laddningstid	Ca 3,5 timmar

REKLAMATIONSRÄTT

Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och originalkvitto bifogas. Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten använts till ändamål den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följts. Reklamationsrätten gäller i sådant fall inte.



INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL

Uttjänt produkt ska hanteras separat från hushållsavfall och lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshandling.



Takk for at du valgte å kjøpe et produkt fra Rusta!



Les gjennom hele bruksanvisningen før installasjon og bruk!

Massasjeapparat

Les bruksanvisningen nøye og sørg for at produktet monteres, brukes og vedlikeholdes riktig i henhold til instruksjonene. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår eventuelle farer som kan oppstå. Ikke la barn leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og under tilsyn. Apparatet og ledningen skal oppbevares utilgjengelig for barn som er under 8 år.
- Beskytt massasjeapparatet mot høy fuktighet, støv og vann.
- Vent en time etter at du har spist eller drukket før du bruker produktet.
- Ikke belast eller stå på massasjeapparatet. Det kan føre til skader.
- Ikke bruk produktet hvis du er trøtt eller sover.
- Hold apparatet under nøye oppsyn hvis det brukes av barn.
- Må ikke brukes på hoven eller betent hud eller på blåmerker.
- Hvis strømledningen blir ødelagt, må den byttes av produsenten, forhandleren, en servicerepresentant eller liknende kvalifisert person for å unngå farlige situasjoner.




ADVARSEL!

Dersom instruksjonene ikke følges kan det føre alvorlig skade på person eller eiendom.


PRODUKT

MASSASJE-APPARAT



1. Strøm-/hastighetsbryter med indikator
2. Infrarød-knapp
3. Infrarød-lys
4. Vibrasjon
5. Strømkontakt


LADESTASJON




BRUKSANVISNING

SLÅ PÅ/AV

Vri bryteren for strøm/hastighet med/mot urviseren til den klikker for å slå massasjeapparatet på/av. Indikatoren slås også på/av. Standard massasjezyklus er 15 minutter. Deretter vil massasjeapparatet slås av automatisk.




Slå på




Slå av

JUSTERE HASTIGHETEN

Når massasjeapparatet er slått på, vrir du strøm-/hastighetsbryteren med/mot urviseren for å øke/reducere massasje-hastigheten.





Høy hastighet



Lav hastighet

INFRARØD MASSASJE

Når massasjeapparatet er slått på, kan du trykke på infrarød-knappen for å slå den infrarøde varmen på/av. Infrarød-lyset slås også på/av. Funksjonen for infrarød massasje kan også slås av med strømbryteren.



LADE MASSASJEAPPARATET

1. Plasser massasjeapparatet i ladestasjonen.
2. Koble strømledningen til strømkontakten.
3. Koble adapteren til en stikkontakt.
4. Strømindikatoren lyser blått under lading.
5. Strømindikatoren slås av automatisk når batteriet er fulladet, etter 3,5 timer.

MERK:

- Når batterinivået er lavt og massasjeapparatet er slått på, blinker strømindikatoren.
- Ikke slå på massasjeapparatet mens det lades i ladestasjonen.

MERK



Når du bruker produktet for første gang, bør du bruke det i 10–15 minutter den første gangen. Hvis du ikke opplever ubehag, kan du bruke det i lengre perioder. Vi anbefaler ikke at produktet brukes i mer enn 30 minutter per økt.

BRUKERE SOM PRODUKTET IKKE PASSER FOR

Følgende brukere må rådføre seg med lege før bruk:

1. Personer som gjennomgår medisinsk behandling eller som ikke føler seg i form
2. Personer som lider av hypertensjon, hjertesykdom, hjernesykdom eller trombose
3. Personer som er gravide eller som menstruerer
4. Personer som lider av beinskjørhet
5. Personer som har akutte sykdommer
6. Personer som har pacemaker eller andre implantater

MASSASJEOMRÅDER



TEKNISKE DATA

Inngangseffekt	100–240V, 50/60Hz
Utgangseffekt	9V DC, 1,0A, 9W
Massasjesyklus	15 minutter
Driftstid (ved høyeste innstilling)	50 minutter
Ladetid	Cirka 3,5 timer

REKLAMASJONSRETT

I henhold til gjeldende lov skal produktet ved reklamasjon leveres inn på kjøpsstedet med maskinstemplet kvittering vedlagt. Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader på produktet dersom produktet brukes til noe annet enn det som er tiltenkt, eller dersom bruksanvisningen ikke følges. I slike tilfeller bortfaller reklamasjonsretten.



INFORMASJON OM FARLIG AVFALL

Utslitt produkt skal ikke kastes i husholdningsavfall, men leveres til gjenvinning i henhold til lokale regler for avfallshåndtering.



Danke, dass du dich für den Kauf eines Produktes von Rusta entschieden hast!



Vor der Montage und Benutzung die gesamte Gebrauchsanleitung durchlesen!

Massagegerät

Lies die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Achte darauf, dass das Produkt gemäß der Gebrauchsanleitung installiert, verwendet und gewartet wird. Bewahre die Gebrauchsanweisung für eine evtl. spätere Verwendung auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn diese unter Aufsicht stehen, Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten und die Risiken verstanden haben. Das Gerät ist nicht als Spielzeug für Kinder geeignet. Reinigung und Wartung dürfen nur durch Kinder erfolgen, die älter als 8 Jahre sind und unter Aufsicht stehen. Das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahren.
- Halte das Massagegerät von einer übermäßig feuchter, staubiger Umgebung und Wasser fern.
- Verwende das Produkt nicht innerhalb einer Stunde vor oder nach dem Essen oder Trinken.
- Belaste das Massagegerät nicht und stelle dich nicht darauf, um Schäden zu vermeiden.
- Verwende es nicht, wenn du schläfrig bist oder schläfst.
- Wird das Gerät von Kindern verwendet, ist eine sorgfältige Beaufsichtigung erforderlich.
- Nicht an den Stellen verwenden, an denen die Haut geschwollen, verletzt oder entzündet ist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, sollte es durch den Lieferanten, den Händler, einen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren auszuschließen.




WARNHINWEIS!

Wenn die Vorschriften nicht befolgt werden, kann ein Unfall zu gravierenden Verletzungen oder Sachschäden führen.


PRODUKT

MASSAGE-GERÄT



1. Netz-/Geschwindigkeitsregler mit Anzeige
2. Infrarotschalter
3. Infrarotlicht
4. Vibrationsmassage
5. Stromanschluss


LADESTATION




ANLEITUNG

EIN-/AUSSCHALTEN

Drehe den Netz-/Geschwindigkeitsregler im Uhrzeigersinn bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn mit einem Klickgeräusch, um das Massagegerät ein- bzw. auszuschalten. Die Anzeige schaltet sich entsprechend ein bzw. aus. Der Standardmassagezyklus beträgt 15 Minuten, danach schaltet sich das Massagegerät automatisch aus.




Einschalten



Ausschalten

GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNG


Wenn das Massagegerät eingeschaltet ist, drehst du den Netz-/Geschwindigkeitsregler im Uhrzeigersinn/entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Massagegeschwindigkeit zu erhöhen/verringern.



Hohe Geschwindigkeit Geringe Geschwindigkeit

INFRAROTMASSAGE

Wenn das Massagegerät eingeschaltet ist, drückst du den Infrarotschalter, um die Infrarotwärme ein- bzw. auszuschalten; das Infrarotlicht wird entsprechend ein- bzw. ausgeschaltet. Die Infrarot-Massagefunktion kann auch mit der Stromversorgung ausgeschaltet werden.



LADEN DES MASSAGEGERÄTS

1. Platziere das Massagegerät in der Ladestation.
2. Schließe das Netzkabel an den Stromanschluss an.
3. Schließe den Adapter an eine Stromquelle an.
4. Die Betriebsanzeige leuchtet blau, wenn der Ladevorgang gestartet wird.
5. Die Betriebsanzeige schaltet sich automatisch ab, wenn das Gerät nach 3,5 Stunden vollständig aufgeladen ist.

HINWEIS

- Wenn die Batterie schwach ist und das Massagegerät eingeschaltet wird, blinkt die Betriebsanzeige.
- Schalte das Massagegerät nicht ein, wenn es in der Station aufgeladen wird.

HINWEIS


Für Erstanwender: Probiere das Produkt zuerst 10 bis 15 Minuten lang aus und verlängere dann die Massagezeit, wenn keine Beschwerden auftreten. Wir empfehlen, das Produkt nicht länger als 30 Minuten pro Sitzung zu verwenden.

UNGEEIGNETE BENUTZER

Folgende Benutzer müssen vor dem Gebrauch einen Arzt konsultieren:

1. Personen, die in medizinischer Behandlung sind oder bei Unwohlsein
2. die an Bluthochdruck, Herzkrankheiten, Hirnerkrankungen oder Thrombosen leiden
3. während der Schwangerschaft oder Menstruation
4. Personen, die an Osteoporose leiden
5. Personen, die an akuten Krankheiten leiden
6. Personen mit einem Herzschrittmacher oder anderen implantierten Geräten

MASSAGEBEREICHE



TECHNISCHE DATEN

Eingang	100–240V, 50/60Hz
Ausgang	9VDC, 1,0A, 9W
Massagezyklus	15 Minuten
Betriebszeit (bei höchster Einstellung)	50 Minuten
Ladezeit	Ca. 3,5 Std.

REKLAMATIONSRECHT

Nach geltendem Recht wird das Gerät bei Reklamation in die Verkaufsstelle zurückgebracht. Der Originalbeleg muss beigelegt werden. Für Schäden, die durch nicht bestimmungs- und unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, ist der Käufer verantwortlich. In diesen Fällen verliert das Reklamationsrecht seine Gültigkeit.



INFORMATIONEN ÜBER UMWELTGEFÄHRLICHEN ABFALL

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss je nach den kommunalen Bestimmungen für Abfallbeseitigung einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten übergeben werden.



Kiitos Rusta-tuotteen
ostamisesta!



Lue koko käyttöohje ennen
kokoamista ja käyttämistä!

Hierontalaite

Lue käyttöohje huolellisesti. Varmista, että tuote asennetaan oikein ja että sitä pidetään kunnossa ohjeissa edellytettävällä tavalla. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

TURVALLISUUSOHJEET

- Tätä laitetta voivat käyttää lapset 8-vuotiaasta alkaen sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset ja henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietämystä, jos heitä on opastettu tai neuvottu laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä huolehtia sen kunnossapidosta lukuun ottamatta yli 8-vuotiaita lapsia valvotusti. Pidä laite ja sen johto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Pidä hierontalaite etäällä liian kosteasta ja pölyisestä ympäristöstä sekä vedestä.
- Älä käytä tätä laitetta tuntia ennen ateriointia tai juomista äläkä tuntia aterioinnin tai juomisen jälkeen.
- Vaurioiden välttämiseksi älä kuormita hierontalaitetta äläkä seiso sen päällä.
- Älä käytä laitetta unisena tai nukkuessasi.
- Lapsia on valvottava tarkasti, jos he käyttävät tätä laitetta.
- Älä käytä laitetta alueilla, joilla iho on turvonnut, mustelmilla tai tulehtunut.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, tavarantoimittajan, jälleenmyyjän, jälleenmyyjän huoltoedustajan tai vastaavalla tavalla pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.




VAROITUS!

Jos ohjeita ei noudateta, voi tapahtua onnettomuus, josta voi aiheutua vakava henkilö- tai omaisuusvahinko.


LAITE

HIERONTALAITE



1. Virrankytkentä-/nopeudensäätönappi ja merkkivalo
2. Infrapunapainike
3. Infrapunavalo
4. Värähtelevä hierontalaite
5. Virtaliitäntä


LATAUSASEMA




OHJEET

VIRRAN KYTKENTÄ/KATKAISU

Käynnistä/sammuta hierontalaite kääntämällä virrankytkentä-/nopeudensäätönappia myötäpäivään/vastapäivään. Merkkivalo syttyy/sammutuu vastaavasti. Hierontajakson oletuskesto on 15 minuuttia, minkä jälkeen hierontalaite sammuu automaattisesti.




Virran kytkentä




Virran katkaisu

NOPEUDEN SÄÄTÖ

Kun hierontalaitteen virta on kytketty, voit nostaa/laskea hierontanopeutta kääntämällä virrankytkentä-/nopeudensäätönuppia myötäpäivään/vastapäivään.





Suuri nopeus



Matala nopeus

INFRAPUNAHIERONTA

Kun hierontalaitteen virta on kytketty, ota infrapunalämpö käyttöön tai poista se käytöstä painamalla infrapunapainiketta. Infrapunavalto syttyy/sammutuu vastaavasti. Infrapunahierontatoiminto voidaan sammuttaa myös katkaisemalla virta.



HIERONTALAITTEEN LATAAMINEN

1. Aseta hierontalaite latausasemaan.
2. Kytke virtajohto virtaliitäntään.
3. Kytke sovitin virtalähteeseen.
4. Virran merkkivalo syttyy palamaan sinisenä, kun lataus käynnistyy.
5. Virran merkkivalo sammuu automaattisesti, kun laite on latautunut täyteen 3,5 tunnin kuluttua.

HUOMAUTUS:

- Kun akun varaus on alhainen ja hierontalaitteen virta on kytketty, virran merkkivalo vilkkuu.
- Älä kytke hierontalaitteen virtaa, kun laite on latautumassa latausasemassa.

HUOMAUTUS

Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, kokeile laitetta ensin 10–15 minuutin ajan ja pidennä sitten hieronta-aikaa, jos et koe hierontaa epä mukavaksi. Emme suosittele laitteen käyttöä yli 30 minuutin ajan kerrallaan.

EPÄSOPIVAT KÄYTTÄJÄT

Seuraavissa tapauksissa käyttäjien on keskusteltava lääkärin kanssa ennen laitteen käyttöä:

1. Lääkärinohdossa olevat tai huonovointiset henkilöt
2. Kohonneesta verenpaineesta, sydänsairauksista, aivosairauksista tai verisuonitukoksesta kärsivät henkilöt
3. Raskauden tai kuukautisten aikana
4. Osteoporoosista kärsivät henkilöt
5. Äkillisistä sairauksista kärsivät henkilöt
6. Henkilöt, joilla on sydämentahdistin tai muita sisäisiä laitteita

HIERONTA-ALUEET



TEKNISET TIEDOT

Tulo	100–240V, 50/60Hz
Lähtöteho	9V DC, 1,0A, 9W
Hierontasykli	15 minuuttia
Käyttöaika (korkeimmalla asetuksella)	50 minuuttia
Latausaika	Noin 3,5 tuntia

REKLAMAATIO-OIKEUS

Voimassaolevan lainsäädännön mukaan reklamaatio on tehtävä toimittamalla tuote ostopaikkaan. Alkuperäinen kuitti on esitettävä. Jos tuotetta on käytetty muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjetta ei ole noudatettu, käyttäjä on vastuussa mahdollisista vahingoista. Tällöin reklamaatio-oikeus ei ole voimassa.



TIETOJA ONGELMAJÄTTEISTÄ

Kun tuote on tullut elinkaarensa päähän, se on toimitettava kierrätykseen paikallisten määräysten mukaisesti. Sitä ei saa hävittää talousjätteenä.



ENG

Customer Service Rusta
Consumer contact:
Website:
E-mail:

Rusta Customer Service, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SWEDEN
www.rusta.com
customerservice@rusta.com

SE

Rustas kundtjänst
Konsumentkontakt:
Hemsida:
E-post:

Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
www.rusta.com
customerservice@rusta.com

NO

Rustas kundtjeneste
Forbrukerkontakt:
Hjemmesida:
E-post:

Rusta Kundtjeneste, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
www.rusta.com
customerservice@rusta.com

DE

Kundenservice Rusta
Kundenkontakt:
Website:
E-mail:

Kundenservice Rusta, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SCHWEDEN
www.rusta.com
customerservice@rusta.com

FI

Rustan asiakaspalvelu
Kuluttajapalvelu:
Sivusto:
Sähköposti:

Kuluttajapalvelu Rusta, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, RUOTSI
www.rusta.com
customerservice@rusta.com